

CEFAR PHYSIO 4

La polyvalence en électrothérapie.



|| Avec le *PHYSIO 4*, je couvre tous mes besoins en terme d'électrothérapie. Les programmes sont spécifiques à des indications et correspondent à des traitements qui ont été documentés. De cette façon je suis certain d'être efficace. ||

TECHNOLOGIE

■ FONCTION DE PROGRAMMATION

Vous pouvez créer vos propres programmes pour les traitements TENS, NMES et les traitements des muscles dénervés afin de les adapter à chaque patient. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 50 programmes personnels.

■ STIMULATION 2+2

Le stimulateur peut exécuter simultanément deux programmes différents, ce qui vous permet de soulager la douleur tout en stimulant des groupes musculaires. L'intensité se règle séparément pour chaque canal.

INDICATIONS

Le CEFAR PHYSIO 4 comporte 131 programmes de traitement prédéfinis qui se composent des catégories suivantes :

- **NMES** : 60 programmes de rééducation, de fitness/forme et de traitement de l'incontinence.
- **Contractions en série** : avec quatre modes de stimulation pour réapprendre le mouvement aux patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux.
- **TENS** : 41 programmes pour le traitement des douleurs nociceptives ou d'origine nerveuse.
- **Electrodiagnostic pour muscles dénervés** : Un moyen de définir facilement la chronaxie et la rhéobase afin de diagnostiquer le degré de dénervation d'un muscle.
- **Traitement des muscles dénervés** : Traitement par formes d'ondes rectangulaires, triangulaires ou trapézoïdales.
- **Bains galvaniques** : Pour traiter l'œdème et l'hyperhidrose.
- **Iontophorèse** : Idéale pour le traitement aux corticostéroïdes des inflammations locales.

AVANTAGES

CD EXPLICATIF :

Il contient des vidéos présentant toutes les fonctions spéciales du CEFAR PHYSIO 4. Vous pourrez parfaire vos connaissances sur les méthodes fournies et regarder des vidéos illustrant les protocoles relatifs aux indications les plus courantes.

GUIDE CLINIQUE CEFAR (CCG™) :

En collaboration avec des physiothérapeutes, nous proposons un guide détaillé décrivant l'utilisation de chacun des programmes du CEFAR PHYSIO 4. Vous y trouverez des informations complètes sur les différentes méthodes, le positionnement des électrodes, l'intensité et la durée de traitement recommandée.

COMMUTATEUR MANUEL :

Un commutateur manuel, fourni en option, vous permet de réguler manuellement les temps de stimulation et de repos pendant les programmes NMES.

CHARGEUR/ADAPTATEUR SECTEUR :

L'adaptateur secteur fourni permet de faire fonctionner le stimulateur sur secteur. Lorsque le stimulateur n'est pas activé, l'adaptateur fonctionne comme un chargeur.

LIVRÉ AVEC :

- | | |
|--------------------------------|---|
| • 4 câbles | • 1 guide clinique CEFAR (CCG™) |
| • 1 câble pour courant continu | • 1 chargeur/adaptateur secteur |
| • 1 manuel d'utilisation | • 1 mallette de transport et 8 électrodes |
| • 1 CD explicatif | • 1 commutateur manuel (en option) |

Toutes les informations techniques complémentaires sur ce produit sont à votre disposition dans le cahier spécial **renseignements techniques** p 41.



Déclenchement actif de la stimulation à l'aide du commutateur manuel.

